

**INSTRUCTIES VOOR HET VERZENDEN VAN
BEENMERG / BLOED TEN BEHOEVE VAN
(CYTO)GENETISCH ONDERZOEK BIJ
HEMATOLOGISCHE AANDOENINGEN**



Alle materialen dienen **vooraf telefonisch aangemeld** te worden bij de werkgroep tumorgenoemdiagnostiek (024-36 14105 / 14939).

Beenmerg:

- Minimaal 2 ml beenmerg in een standaard heparine-buis opvangen (goed mengen).

Beenmerg kinderen uit UMC St Radboud:

- Minimaal 2 ml beenmerg in een voorverwarmd (37°C) en in een speciale transportbox warm te houden heparinepotje (vooraf aan te vragen).

Bloed:

- 5 ml bloed in standaard heparine-buis (bij kinderen 1 à 2 ml).
- Bij **indicatie CLL** 5 ml bloed opvangen in standaard EDTA-buis.

Bewaren:

Indien buiten normale laboratoriumwerktijden beenmerg of bloed wordt afgenomen dan bewaren bij **kamertemperatuur** (NIET IN KOELKAST, DIEPVRIES OF OP IJS).

Op elk heparinepotje of buis duidelijk vermelden:

- naam
- geboortedatum

Het aanvraagformulier volledig invullen:

- datum afname
- soort materiaal
- personalia patiënt inclusief verzekeringsgegevens (afslag van ponsplaatje)
- gegevens verwijzende arts
- diagnose / indicatie
- fase van de ziekte

Verzending:

- Voor **interne (UMCN) afdelingen**: er dient gebeld te worden als het afnamemateriaal klaar staat, zodat een analist van onze afdeling het monster persoonlijk kan afhalen bij uw afdeling.
- Voor **externe ziekenhuizen**: monsters kunnen verstuurd worden (via bode of taxi) naar:

**UMC St Radboud
Afdeling Antropogenetica 848, Sectie Cytogenetica
Geert Grooteplein 10
6525 GA Nijmegen**

Gelieve duidelijk aan te geven dat de bode / taxichauffeur het materiaal afgeeft bij de meldkamer van de beveiliging van het UMC St Radboud (portiersloge hoofdingang) of bij centrale monster ontvangst van de afdeling Antropogenetica, route 848.